



Su Ürünleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Laboratuvarında Bulunan Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
(WiseStir) Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0031
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihazın arka tarafında bulunan düğmeyi açık konuma getiriniz.
2. Isı ve hız düğmelerinden gerekli ayarlamayı yapınız.
3. Karıştırılması istenilen çözeltili içine manyetik balık koyunuz.
4. Tam çözünme gerçekleştiğinden sonra içerisindeki manyetik balığı manyetik çubuklar ile çıkarınız ve cihazı arka tarafında bulunan düğmeden kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA