



Su Ürünleri Fakültesi Histoloji Ve Ya Tayin Laboratuvarında Bulunan Fiber Optik I ık Kayna 1  
Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0073
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

**Kullanma Talimatı :**

1. Cihazın fişinin takınız.
2. Cihazın ön kısmında bulunan ‘OFF’ düğmesini yukarı çevirerek cihazı çalıştırınız ve ışık miktarını ayarlayınız.
3. Işık kaynağının teleskobik kollarının pozisyonunu inceleyeceğiniz numuneye göre ayarlayınız.
4. Çalışma bitince ‘OFF’ düğmesi sola çevrilerek kapatılır ve cihazın fişi çıkarılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....  
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA