



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hassas Terazi Makinesi Bakım Onarım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0004
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alan : SU ÜRÜNLER Bölümü Atölyesi/Laboratuvar/Derslii Sorumlu

.....

SIRA NO	TALMATLAR
1	Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir. Her deney sonrası cihazın günlük bakımı için cihaz ve çevresi özenle temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.
2	Temizlik işlemi hafif nemli bez ile silinmelidir. Fazla ıslaklık kuru bir bez ile alınır. İnatçı lekeler alkollü bir bezle silinmelidir.
3	Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.
4	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA