



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Etuv Makinesi / Techizatı Bakım - Onarım Talimatı

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Döküman No:      | TBMYO.TL.0005 |
| Yayın Tarihi:    | 19.08.2019    |
| Revizyon Tarihi: |               |
| Revizyon No:     |               |
| Sayfa:           | 1/1           |

**Kullanım Alan :** SU ÜRÜNLER Bölümü Atölyesi/Laboratuvar/Derslii **Sorumlu :**Tanju MUTLU.

| SIRA NO | TALMATLAR   |
|---------|---|
| 1       | Her bir çalışma sonrasında cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalı ve etüv temizlenmelidir. |
| 2       | Cihazın düzenli bakımı için cihaz temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılmalıdır..   |
| 3       | Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.   |
| 4       | Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır.  |
| 5       | Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5' lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.  |
| 6       | Etüv termometrelerinin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.  |
| 7       |   |
| 8       |   |

|  |  |
|--|--|
| HAZIRLAYAN<br>...../...../.....<br>Birim Kalite Komisyonu<br>MZA | ONAYLAYAN<br>...../...../.....<br>Müdür<br>MZA |
|--|--|