



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Homogenizatör
Makinesi / Teçhizatı Bakım - Onarım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0015
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alan: SU ÜRÜNLER Bölümü Atölyesi/Laboratuvar/Derslii **Sorumlu :** Hasan O. MAMOLU

SIRA NO	TALMATLAR
1	Cihazın temizliği için işlemten sonra cihaz saf su ile çalıştırılır. Temizlenir ve kurulur.
2	Cihaz örnek olmadan çalıştırılmaz.
3	Cihaz 1300 rpm'den fazla çalıştırılmamalıdır.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Müdür MZA</p>
--	--