



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binoküler
Mikroskop Makinesi / Teçhizatı Bakım - Onarım
Talimatı

| | |
|------------------|---------------|
| Döküman No: | TBMYO.TL.0016 |
| Yayın Tarihi: | 19.08.2019 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

Kullanım Alan : SU ÜRÜNLER Bölümü Atölyesi/Laboratuvar/Derslii **Sorumlu :** Hasan O. MAMOLU

| SIRA NO | TALMATLAR |
|---------|--|
| 1 | Mikroskopunuzu kuru ve temiz bir yerde muhafaza ediniz. |
| 2 | Mikroskopunuzu taşıırken, “kol” kısmından tutunuz |
| 3 | Mikroskopunuzun dış yüzeylerini nemli bir bezle siliniz. |
| 4 | Optik yüzeyleri kolaylıkla çizebilecekleri için bu kısımları bez ya da kağıt havluyla kesinlikle temizlemeyiniz. |
| 5 | Alet üzerindeki tozu bir devetüyü fırça ya da fanla temizleyiniz. |
| 6 | Optik yüzeylerdeki parmak izleriniz silmek için bir çok fotoğraf mağazasında bulunan bir lens temizleme maddesi ve lens temizleme kağıdı kullanınız. Temizlik esnasında daireler şeklinde ovalamayınız, bu işlem toz çizikleri ve çizilmelere sebep olabilmektedir. İç optik unsurları asla sökmeyiniz ya da temizlemeyiniz. Tamir işlerinin, yetkin fabrika teknisyenleri tarafından veya diğer yetkili tamir tesislerinde yapılması gerekmektedir. |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |

| | |
|--|--|
| HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA | ONAYLAYAN/...../..... Müdür MZA |
|--|--|