



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Laboratuvarı Hot Plate Bakım - Onarım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0090
Yayın Tarihi:	22.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alan: Kimya Teknolojisi Laboratuvar **Sorumlu :**Dr. Ör. Üyesi Fatih YILMAZ

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.
2	Cihazın ısıtıcı kısmına alüminyum folyo ile sarılır. Düzgün bir zeminde ısıtma sağlanır.
3	Cihaz kullanıldıktan sonra prizden çıkarılmalı, üzerindeki alüminyum folyo sık sık değiştirilmeli. Prizin alete yakın konulmamasına dikkat edilmelidir.
4	Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.
5	
6	
7	
8	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA