



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya  
Teknolojisi Laboratuvarı Hot Plate Cihazı Kullanım  
Talimatı

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Döküman No:      | TBMYO.TL.0091 |
| Yayın Tarihi:    | 22.08.2019    |
| Revizyon Tarihi: |               |
| Revizyon No:     |               |
| Sayfa:           | 1/1           |

**Kullanım Alanı:** Kimya Teknolojisi Laboratuvarı Sorumlu :Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ

| SIRA NO | TALİMATLAR  |
|---------|---|
| 1       | 350°C' cihazın en yüksek ısıtma gücüdür. Çalışılan aralık 100-150°C arasındadır.                  |
| 2       | Cihaz prize takılır.  |
| 3       | Açma düğmesine basılır.   |
| 4       | Cihazın üzerindeki ısıtma belirteci ile istenilen sıcaklık aralığına getirilir.                   |
| 5       | Çalışılacak plaka cihazın üstüne konur ve renkler belirginleşince plaka cihazın üstünden alınır.  |
| 6       | Akşam laboratuvarda ayrılırken cihazın kapama düğmesine basılır ve güç kablosu prizden çıkarılır. |
| 7       | Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.   |
| 8       |   |
| 9       |   |
| 10      |   |
| 11      |   |

|  |  |
|--|--|
| HAZIRLAYAN<br>...../...../.....<br>Birim Kalite Komisyonu<br>MZA | ONAYLAYAN<br>...../...../.....<br>Müdür<br>MZA |
|--|--|