



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya  
Teknolojisi Laboratuvarı Nem Tayin Cihazı Bakım -  
Onarım Talimatı

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Döküman No:      | TBMYO.TL.0094 |
| Yayın Tarihi:    | 22.08.2019    |
| Revizyon Tarihi: |               |
| Revizyon No:     |               |
| Sayfa:           | 1/1           |

**Kullanım Alan:** Kimya Teknolojisi Laboratuvar Sorumlu :Dr. Ör. Üyesi Fatih YILMAZ

| SIRA NO | TALMATLAR   |
|---------|---|
| 1       | Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.                            |
| 2       | Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.                                 |
| 3       | Cihaz kullanıldıktan sonra prizden çıkarılmalı, temizlenmelidir.  |
| 4       | Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir. |
| 5       |   |
| 6       |   |
| 7       |   |
| 8       |   |
| 9       |   |
| 10      |   |

|  |  |
|--|--|
| HAZIRLAYAN<br>...../...../.....<br>Birim Kalite Komisyonu<br>MZA | ONAYLAYAN<br>...../...../.....<br>Müdür<br>MZA |
|--|--|