



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya
Teknolojisi Bölümü Analitik Terazî (Kern Abj 220-4
Nm) Cihazı Bakım - Onarım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0105
Yayın Tarihi:	22.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alan : Kimya Teknolojisi Laboratuvar
LEVENT

Sorumlu : Ör.Gör. Zeynep

SIRA NO	TALMATLAR
1	Aparatlar temizlemeden önce cihaz fiten çekiniz.
2	Sert temizlik ürünleri kullanmaynz. Nemli, yumuak bir bezle temizlik yapnz. ihtiyaç halinde yumuak sabunlu bir bez kullannz. Cihazın slanmamasna ve nemlenmemesine özen gösteriniz. Kuru bir havluyla siliniz.
3	Teraziye yapm maddeleri el vakum temizleyicisi yardm ve yumuak bir fırçayla çkarnz.
4	Eer güç kayna gözle görülür ekilde hasarlıysa, güç kayna çalmyorsa, uygun olmayan koullarda cihaz uzun süre saklandysa bu durumu yetkili kiikle görüşünüz.
5	Problar slak ve kirli brakmaynz.

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA	ONAYLAYAN/...../..... Müdür MZA
--	--